




EXPERT 8 Advanced line

Number of chambers	8
Max. pressure [mmHg]	220
Number of proprietary therapeutic pre-programs of the medical organization	13
Features for visually impaired / blind people	voice assistant + special keyboard
Smart Gradient' function	mmHg, %, final pressure
Hold function [s]	1-50
Interval function [s]	1-50
Precise regulation of pressure and time	in steps of 1, 5 or 10
Setting of individual pressure in each chamber	included
Number of independent channels	1
Adjustment of the speed of the treatment	1-5
Cuffs	overlapping system
User's own programs	included
List of "Favourites" programs	included
Display	7" TN Icd color touch screen
Weight [kg]	3,6
Dimensions [mm]	300x260x160
Power supply	100÷240 V, 50÷60 Hz
Power consumption	40-70 W
Warranty	1 year

Accessories




Included:




power supply

Optional:




8-chamber arm cuff

CPARM8T




8-chamber waist cuff

CPWAIST8T



8-chamber left leg cuff

CPLEG8TL




8-chamber right leg cuff

CPLEG8TR




8-chamber short pants

CPSHORTPANTS8T




Extension zipper

CPLEGEXT8




Double splitter

CPDOUBLECONNECTOR8




Patient's safety button

SAFETY BUTTON




8-chamber double cuff for arms, shoulders and chest

CPDOUBLEARM8T




8-chamber left arm, shoulder and chest cuff

CPARMSB8TL




8-chamber right arm, shoulder and chest cuff

CPARMSB8TR




8-chamber full pants

CPLEG8TL




2 x Extension zippers for 8-chamber double cuff for arms, shoulders and chest

CPDOUBLEARMEXT8




2 x Extension zippers for 8-chamber short pants

CPSHORTPANTSEXT8



2 x Extension zippers for 8-chamber full pants

CPLONGPANTSEXT8



Double splitter (long - 150 cm) for 8-chamber devices

CPDOUBLECONNECTOR8L

Therapeutic pre-programs

of the medical organization



obrzęk limfatyczny 1

-
-
-
-
-
-
-
-

Gradient	1 mmHg
Zalecany czas zabiegu	50 min.
Hold	3 s
Interval	3 s

obrzęk limfatyczny 2

-
-
-
-
-
-
-
-

Gradient	1 mmHg
Zalecany czas zabiegu	50 min.
Hold	3 s
Interval	3 s

obrzęk limfatyczny 3

-
-
-
-
-
-
-
-

Gradient	1 mmHg
Zalecany czas zabiegu	50 min.
Hold	3 s
Interval	0 s

obrzęk limfatyczny 4

-
-
-
-
-
-
-
-

Gradient	1 mmHg
Zalecany czas zabiegu	50 min.
Hold	3 s
Interval	0 s

obrzęk żylny 1

-
-
-
-
-
-
-
-

Gradient	3 mmHg
Zalecany czas zabiegu	45 min.
Hold	2 s
Interval	3 s

obrzęk żylny 2

-
-
-
-
-
-
-
-

Gradient	3 mmHg
Zalecany czas zabiegu	45 min.
Hold	2 s
Interval	2 s

lipodema 1

-
-
-
-
-
-
-
-


Gradient	2 mmHg
Time	60 min.
Hold	3 s
Interval	3 s

obrzęk tłuszczowy 2

-
-
-
-
-
-
-
-


Gradient	2 mmHg
Zalecany czas zabiegu	60 min.
Hold	3 s
Interval	3 s

terapia pourazowa




Gradient	4 mmHg
Zalecany czas zabiegu	30 min.
Hold	2 s
Interval	2 s

profilaktyka, relaksacja




Gradient	0 mmHg
Zalecany czas zabiegu	60 min.
Hold	2 s
Interval	2 s

cellulit **advanced**




Gradient	1 mmHg
Zalecany czas zabiegu	60 min.
Hold	1 s
Interval	2 s

regeneracja



Gradient	4 mmHg
Zalecany czas zabiegu	45 min.
Hold	2 s
Interval	2 s

masaż globalny



Gradient	0 mmHg
Zalecany czas zabiegu	30 min.
Hold	2 s
Interval	3 s